

วิธีการใช้งาน / Instructions




เลือกโปรแกรมการทำงาน:



- 1 x = A₀ value 1
- 2 x = A₀ value 2
- 3 x = A₀ value 3

กำลังทำงาน
*) เป่าแห้ง
เกิดข้อผิดพลาด



ล้างกระบอกปัสสาวะ

ล้างหม้อนอน

*) ทางเลือก



German Hightech Co., Ltd.
86/93 Nakorn-In Road, TaladKwan Subdistrict,
Muang District, Nonthaburi Province 11000
Phone: 66 2 968 2877
Fax: 66 2 585 6034
german.hightech@hotmail.com

